Catalogue des analyses - Laboratoire

# Activité NADPH Oxydase (DHR)

#### Information(s) importante(s)

. . . . .

Contact nécessaire avant réalisationNe pas envoyer par poste pneumatique

#### Informations générales

Exa	am	e	n
LA	2111	Œ	ш

**Attention** 

Infections bactériennes et/ou fongiques à répétition, recherche de Indication diagnostique dysfonctionnement granulocytaire 079 556 41 24 Renseignement téléphonique 079 556 41 24 Rendez-vous téléphonique nécessaire Heures ouvrables du laboratoire Horaire de réalisation 1x/jour Fréquence d'exécution Cette analyse n'est pas réalisée le vendredi. Fréquence et/ou horaire d'exécution NON Analyse accréditée **Prescription** Numéro de commande Formulaire de demande 999073 Lien

050 - Immunologie



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

Nature

· Sang veineux

**Matériel standard** 

**Quantité** 

1

**Contenant** 

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

**Contenant** 

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation** 

Date et heure de prélèvement correctes indispensables Après accord par téléphone au 079 556 41 24. Arrivée à la réception des laboratoires dans les 4 heures suivant le prélèvement et du lundi au jeudi à 13h30 au plus tard.

**Acheminement** 

**Conditions d'acheminement** 

Réception du matériel dans les 4 heures post prélèvement, du Lundi au Jeudi avant 13h3o. Ne pas envoyer par poste pneumatique.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

**Adresse** 

Bugnon 46 1011 Lausanne



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	
Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH	
Site web	Réception des laboratoires sans PP pour interne	
Analytique Prestataire		
Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé	
Téléphone	021 31 40 805	
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>	
Résultats		
Délai de rendu	2-3 jours	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	Cytométrie de flux	



Principe de la méthode

Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_01618

V8 - 07/12/2025

## Post analytique

Conservation après examens

**Prélèvement primaire**Pas de conservation du matériel

**Tarif** 

Tarif (CHF)

