

Catalogue des analyses - Laboratoire

Activité NADPH Oxydase (DHR)

Information(s) importante(s)

Attention

- Contact nécessaire avant réalisation
- Ne pas envoyer par poste pneumatique

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Infections bactériennes et/ou fongiques à répétition, recherche de dysfonctionnement granulocytaire
Renseignement téléphonique	079 556 41 24
Rendez-vous téléphonique nécessaire	079 556 41 24
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Cette analyse n'est pas réalisée le vendredi.
Analyse accréditée	NON

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie
------------------------------	---

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Date et heure de prélèvement correctes indispensables Après accord par téléphone au 079 556 41 24. Arrivée à la réception des laboratoires dans les 4 heures suivant le prélèvement et du lundi au jeudi à 13h30 au plus tard.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Réception du matériel dans les 4 heures post prélèvement, du Lundi au Jeudi avant 13h30. Ne pas envoyer par poste pneumatique.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Horaires d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires sans PP pour interne</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaires d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>

Résultats

Délai de rendu 2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Cytométrie de flux



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

Pas de conservation du matériel

Tarif

Tarif (CHF)

117