



Catalogue des analyses - Laboratoire

Plaquettes sur TromboExact

FSS



Informations générales

Examen

But de l'analyse

Numération des plaquettes en présence d'une agglutination ou d'un satellitisme vérifié au microscope.

Renseignement téléphonique

021 31 44 200

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hématologie cellulaire

Synonyme

Amas plaquettaires

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.7 ml ThromboExact



Disponible au laboratoire d'hématologie 44200

Contenant(s) autre(s)

Il est nécessaire de prélever également un tube 2.6 ml EDTA-K.

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.7 ml ThromboExact



Disponible au laboratoire d'hématologie 44200

Contenant(s) autre(s)

Il est nécessaire de prélever également un tube Tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

24h

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire

Hématologie générale 24/7

Site

BH18-100

Adresse

Rue Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24h/24

Téléphone

021 31 44 200

Site web

Hématologie générale 24/7.

Résultats

Délai de rendu

< 2h

Interprétation

Paramètres testés:
Tube EDTA : paramètres usuels de la formule sanguine simple
Tube ThromboExact : plaquettes

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Cytométrie de flux par laser semiconducteur

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

3 jours à température ambiante

Tarif

Tarif (CHF)

8.1

Condition(s) spéciale(s)

La facturation minimale est celle de la formule sanguine simple.