



Catalogue des analyses - Laboratoire

Plaquettes sur TromboExact

FSS



Informations générales

Examen

But de l'analyse Numération des plaquettes en présence d'une agglutination ou d'un satellitisme vérifié au microscope.

Renseignement téléphonique 021 31 44 200

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Hématologie cellulaire

Synonyme Amas plaquettaires

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999071
Lien
[023 - Hématologie hémostatse](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.7 ml ThromboExact



Disponible au laboratoire d'hématologie 44200

Contenant(s) autre(s)

Il est nécessaire de prélever également un tube 2.6 ml EDTA-K.

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.7 ml ThromboExact



Disponible au laboratoire d'hématologie 44200

Contenant(s) autre(s)

Il est nécessaire de prélever également un tube Tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

24h

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site webRéception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Hématologie générale 24/7

Site

BH18-100

AdresseRue Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24h/24

Téléphone

021 31 44 200

Site webHématologie générale 24/7.**Résultats****Délai de rendu**

< 2h

InterprétationParamètres testés:
Tube EDTA : paramètres usuels de la formule sanguine simple
Tube ThromboExact : plaquettes**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- Cytométrie de flux par laser semiconducteur

Post analytique

Conservation après examens**Prélèvement primaire**

3 jours à température ambiante

Tarif**Tarif (CHF)**

8.1

Condition(s) spéciale(s)

La facturation minimale est celle de la formule sanguine simple.