

Catalogue des analyses - Laboratoire

Recherche de schistocytes

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse Toujours associée à une formule sanguine complète microscopique

Renseignement téléphonique 021 31 44 200

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Hématologie cellulaire

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
999071
Lien
023 - Hématologie hémostatse

Renseignements à fournir Noter spécifiquement "recherche de schistocytes" dans
renseignements cliniques.

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang capillaire
• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s) Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un
microprélèvement (Pédiatrie, Néonatalogie, Oncologie)

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s)

Tube 1.2 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

6h

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire Hématologie générale 24/7

Site BH18-100

Adresse Rue Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24h/24

Téléphone 021 31 44 200

Site web [Hématologie générale 24/7](#)

Résultats

Délai de rendu < 2h

Interprétation Paramètres testés: FSS + Répartition (différenciation) leucocytaire au microscope

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Microscopie optique

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 3 jours à température ambiante

Tarif

Tarif (CHF) 23.4

Condition(s) spéciale(s) Le prix indiqué est celui d'une répartition microscopique auquel s'ajoute 9 CHF pour la FSS.