

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Recherche de schistocytes

## Informations générales

### Examen

**Ajout d'analyse** Toujours associée à une formule sanguine complète microscopique

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 200

**Horaire de réalisation** 24h/24

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité**

- Hématologie cellulaire

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
999071  
**Lien**  
[023 - Hématologie hémostatse](#)

**Renseignements à fournir** Noter spécifiquement "recherche de schistocytes" dans renseignements cliniques.

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang capillaire
- Sang veineux

**Instruction(s) particulière(s)** Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un microprélèvement (Pédiatrie, Néonatalogie, Oncologie)

### Matériel standard


**Quantité** 1

**Contenant** Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

## Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Microtube 0.5 ml EDTA-K  Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434
<b>Contenant(s) autre(s)</b>	Tube 1.2 ml EDTA-K
<b>Stabilité maximale avant analyse</b>	
<b>Ambiant</b>	6h
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a></u>

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Hématologie générale 24/7
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 200
<b>Site web</b>	<a href="#">Hématologie générale 24/7</a>

## Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 2h
-----------------------	------

<b>Interprétation</b>	Paramètres testés: FSS + Répartition (différenciation) leucocytaire au microscope
-----------------------	---

## Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microscopie optique</li></ul>
-------------------------------	---

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	3 jours à température ambiante
-----------------------------	--------------------------------

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	23.4
--------------------	------

<b>Condition(s) spéciale(s)</b>	Le prix indiqué est celui d'une répartition microscopique auquel s'ajoute 9 CHF pour la FSS.
---------------------------------	--