



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Résistance à l'aspirine

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Contact nécessaire avant réalisation
- Ne pas envoyer par poste pneumatique

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Déterminer si le patient présente une résistance au traitement à l'Aspirine.
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 206
<b>Rendez-vous téléphonique nécessaire</b>	Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117 . tél 021 31 44 206 pour rendez-vous si accord avec l'hématologue
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Fréquence et/ou horaire d'exécution</b>	Tous les mardis matin
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hémostase</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	Résistance Aspirine
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999071 <b>Lien</b> <a href="#">023 - Hématologie hémostase</a>
<b>Autre formulaire de demande</b>	<b>Lien</b> <a href="#">LCH - Hématologie - Annexe - Analyses des fonctions plaquettares</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen, notamment la date du début du traitement et la posologie.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

4

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

4

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

2h

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Appeler le laboratoire au 021 314 42 06 pour un rendez-vous

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Ne pas utiliser la poste pneumatique

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

## Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

### Prestataire

Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

### Site

BH18-100

### Adresse

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Tube pneumatique

439

### Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

### Téléphone

021 31 44 206

### Astreinte

Hémato moléculaire-hémostase

### Résultats

### Délai de rendu

< 1 semaine

### Méthode analytique

### Principe de la méthode

- Thrombo-agrégomètre



## Post analytique

### Tarif

Tarif (CHF)

144