



Catalogue des analyses - Laboratoire

Résistance à l'aspirine

Information(s) importante(s)

Attention

Ne pas envoyer par poste pneumatique

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Déterminer si le patient présente une résistance au traitement à l'Aspirine.
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Rendez-vous téléphonique nécessaire	Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117 . tél 021 31 44 206 pour rendez-vous si accord avec l'hématologue
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Tous les mardis matin
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Hémostase
Synonyme	Résistance Aspirine
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061177 Lien 023 - Hématologie routine
Autre formulaire de demande	Lien LCH - Hématologie - Annexe - Analyses des fonctions plaquettaires
Renseignements à fournir	Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen, notamment la date du début du traitement et la posologie.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

4

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

Matériel pédiatrique

Quantité

4

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette bouchon vert - N° commande : 510002

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

2h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Appeler le laboratoire au 021 314 42 06 pour un rendez-vous

Acheminement

Conditions d'acheminement

Ne pas utiliser la poste pneumatique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00



Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

Téléphone 021 31 44 206

Astreinte Hémato moléculaire-hémostase

Résultats

Délai de rendu < 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • Thrombo-agrégomètre

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 144