

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Letermovir

Sang

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage du taux sanguin de letermovir

#### Indication diagnostique

Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) du dosage n'est actuellement pas validée.

#### Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71  
Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00

#### Rendez-vous téléphonique nécessaire

Contacter le laboratoire avant un prélèvement

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1 à pls x/semaine

#### Spécialité

- Dosages de médicaments

#### Synonyme

Prevymis®

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[016 - Pharmacologie - Agents antimicrobiens](#)

Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH  
18-100, tél 44 280

#### Renseignements à fournir

Indiquer "letermovir" sous "Autres antiviraux", voir verso du  
formulaire n°16Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer  
impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de  
médicament, début du traitement ou de dernier changement  
posologique; également dose et voie d'administration

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: au résiduel, i.e. juste avant la dose suivante.

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

#### Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

#### Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml sérum

#### Volume minimum

Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

48h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

#### Conservation

A T°amb : **Sang complet** max **48h** ou **plasma** max **24h** jusqu'à réception au laboratoire.  
Sinon congeler le plasma.

#### Conditions d'acheminement

Congelé



## Acheminement

|  |   |
|--|---|
| <b>Conditions d'acheminement</b>           | Si dépassement des délais de stabilité :<br>envoi du plasma congelé.<br>PP439 Urgence: par porteur + nous contacter |
| <b>Dépose des prélèvements</b>             | Réception des laboratoires  |
| <b>Site</b>                                | BH18-100  |
| <b>Adresse</b>                             | Bugnon 46<br>1011 Lausanne  |
| <b>Pneumatique</b>                         | 439   |
| <b>Horaire d'ouverture de la réception</b> | 24h/24  |
| <b>Téléphone</b>                           | 021 31 44 280   |
| <b>Site web</b>                            | <u><a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a></u>  |



## Analytique

### Prestataire

|   |  |
|---|--|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de pharmacologie clinique  |
| <b>Site</b>                               | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>BH18-218<br>1011 Lausanne                                |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00<br>Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 44 271  |

### Résultats

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Délai de rendu</b> | < 24h  |
| <b>Interprétation</b> | Jours ouvrables et prélèvement reçu avant 13h. |

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • LC-MS/MS

## Post analytique

### Conservation après examens

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Prélèvement primaire</b> | 6 jours    |
| <b>Aliquote congelé</b>     | 2 semaines |
| <b>Tarif</b>                |            |
| <b>Tarif (CHF)</b>          | 144        |