Catalogue des analyses - Laboratoire

IL-6

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage du taux sérique d'une cytokine pro-inflammatoire.
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Inflammation
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie



Pré analytique

Prélèvement

· Sang veineux **Nature**

Matériel standard

1 **Quantité**

Tube 7.5 ml sérum gel **Contenant**

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres

analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dosages des médicaments biologiques.

Matériel pédiatrique

Quantité

Tube 4.9 ml sérum sans gel **Contenant**

1



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dosages des méd

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml
Conservation	-20°C
Conditions d'acheminement	-20°C
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Réception du matériel dans les 4 heures post prélèvement et du lundi

au vendredi à 15h00 au plus tard .

Réception des laboratoires Dépose des prélèvements



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>

Site Web	
Résultats	
Délai de rendu	< 1 semaine
Méthode analytique	

• ECL



Principe de la méthode

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 78.3

