

Catalogue des analyses - Laboratoire

Glucose

Dialysat

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Chimie clinique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien 012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">Dialysat
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine  Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Volume minimum	2 ml
Matériel pédiatrique	
Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine 

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Conditions d'acheminement**

Mettre le dialysat dans un tube fluorure

Analytique**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web[Chimie clinique](#)**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- Hexokinase

Analyseur

cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique**Tarif****Tarif (CHF)**

2.3