Catalogue des analyses - Laboratoire

Glucose

Dialysat

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien 012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Dialysat

Matériel standard

Quantité

Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum

2 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

Tube 8.5 ml pour urine

1



Monovette bouchon jaune – N° commande : 949151

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement	Mettre le dialysat dans un tube fluorure
---------------------------	--

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Hexokinase
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

