Catalogue des analyses - Laboratoire

Beta-trace protéine

Liquides d'écoulement/ Sérum

Informations générales

Ex	am	ien

But de l'analyse	Recherche de LCR dans les liquides d'écoulements (otorrhée, rhinorrhée, autres) Un tube sérum (sans gel) concomitant à l'écoulement est demandé.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence et/ou horaire d'exécution	1x/jour du lundi au vendredi. Echantillon analysé le jour même si le prélèvement parvient au laboratoire avant 14h30.
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	ВТР
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien

012 - Chimie clinique - Matériel spécial

Cocher bêta-trace protéine sur le bon de demande 012- Matériel

Renseigner l'origine du prélèvement sous commentaires.

Pré analytique

Renseignements à fournir

Prélèvement

Recueillir directement sur un tampon ou une gaze, à placer dans un Instruction(s) particulière(s)

tube stérile.

spécial

Matériel standard

1 Quantité

Récipient stérile, PS, fond plat **Contenant**





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)	Joindre un tube 2.7 mL sérum sans gel
Volume minimum	écoulement volume minimum 100μL

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	Envoyer rapidement à température ambiante.
--------------	--

Acheminement

Conditions d'acheminement	Les échantillons doivent être acheminés à température ambiante.	
	La congélation des prélèvements est à éviter.	
	Si demande externe, le sérum doit être centrifugé et décanté.	

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	Chimie clinique	
Résultats		
Délai de rendu	< 4h	
Interprétation	Résultat rendu le jour même si le prélèvement parvient au laboratoire avant 12h30.	
Méthode analytique		
Analyseur	BN Prospec (Siemens)	
Post analytique		
Tarif		

283.5



Tarif (CHF)