

Catalogue des analyses - Laboratoire

Beta-trace protéine

Liquides d'écoulement/ Sérum

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche de LCR dans les liquides d'écoulements (otorrhée, rhinorrhée, autres...)
Un tube sérum (sans gel) concomitant à l'écoulement est demandé.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence et/ou horaire d'exécution

1x/jour du lundi au vendredi.
Echantillon analysé le jour même si le prélèvement parvient au laboratoire avant 14h30.

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

BTP

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**

061232

Lien[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)**Renseignements à fournir**

Cocher bêta-trace protéine sur le bon de demande 012- Matériel spécial
Renseigner l'origine du prélèvement sous commentaires.

Pré analytique

Prélèvement**Instruction(s) particulière(s)**

Recueillir directement sur un tampon ou une gaze, à placer dans un tube stérile.

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)	Joindre un tube 2.7 mL sérum sans gel
Volume minimum	écoulement volume minimum 100µL
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Conservation	Envoyer rapidement à température ambiante.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Les échantillons doivent être acheminés à température ambiante. La congélation des prélèvements est à éviter. Si demande externe, le sérum doit être centrifugé et décanté.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Résultats	
Délai de rendu	< 4h
Interprétation	Résultat rendu le jour même si le prélèvement parvient au laboratoire avant 12h30.
Méthode analytique	
Analyseur	BN Prospec (Siemens)
Post analytique	
Tarif	
Tarif (CHF)	283.5