



Catalogue des analyses - Laboratoire

Carbohydrate déficient transferrine (CDT)

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Analyse réservée aux requérants internes

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Suivi d'une consommation abusive et chronique d'alcool.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Lundi-vendredi, 8-17h
1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

CDT

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 5 minutes, à température ambiante, à 3600G
Maximum 15 minutes après le prélèvement !
Décanter le sérum, volume minimum : 0.4 ml

Conservation

à 4°C

Conditions d'acheminement

à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	68.4
--------------------	------