

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Hépatite E

Détection de l'ARN viral

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Détection de l'ARN viral HEV et en cas de positivité, évaluation de la charge virale

**Indication diagnostique** Confirmation de infection, suivi thérapeutique, "staging" de la maladie

**Renseignement téléphonique** 021 31 40 805

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution** 2x/semaine

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité**

- Virologie
- Hépatites virales

### Prescription

**Formulaire de demande**

**Numéro de commande**  
999073

**Lien**  
[050 - Immunologie](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

## Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

## Matériel néonatalogie

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

## Stabilité maximale avant analyse

**Réfrigéré**

Nuit

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**

Si acheminement impossible dans les 24 heures post-prélèvement  
Centrifuger durant 15 min à 1000g  
Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml

**Conservation**

L'échantillon à 4°C  
le plasma à -20°C

**Conditions d'acheminement**

L'échantillon à température ambiante,  
le plasma congelé

## Acheminement

**Conditions d'acheminement**

Réception du matériel dans les 24 heures post prélèvement.  
Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard.



## Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

---

### Site

BH18-100

---

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

### Pneumatique

439

---

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

---

### Téléphone

021 31 44 280

---

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

---

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 40 805
<b>Site web</b>	<a href="#">Immunologie et allergie</a>

## Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

## Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 119.7