Catalogue des analyses - Laboratoire

# Kit hypoglycémie

# Information(s) importante(s)

**Attention** 

• Condition particulière de préparation

# Informations générales

#### **Examen**

But de l'analyse	Réaliser un bilan métabolique complet lors d'un épisode d'hypoglycémie.  Utiliser les enveloppes de kit prévues à cet effet. Ces enveloppes sont disponibles dans les services d'urgence de HEL, SIPI, Soins continus et étage de pédiatrie ainsi qu'au laboratoire de Chimie clinique BH18-101. Pour les demandeurs externes, merci de commander ces kits au numéro de téléphone suivant: 079 556 89 21  Des volumes minimaux ont été calculés, merci de les respecter afin que la totalité des analyses soient effectuées.  L'envoi d'un kit doit être annoncé par e-mail à l'adresse: ccl.pmo1@chuv.ch
Indication diagnostique	Se référer au document suivant : <u>Kit Hypoglycémies</u>
Préparation du patient	Prélèvements sanguins à prélever obligatoirement avant resucrage. Le resucrage ne doit pas être retardé pour prélever les urines.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Chimie clinique
Prescription	
Renseignements à fournir	010 - Chimie clinique - Sang 011 - Chimie clinique - Urine



### Pré analytique

### **Prélèvement**

Nature • Sang

• Urine fraîche

Instruction(s) particulière(s)

Se référer au document suivant: Kit Hypoglycémies

**Matériel standard** 

**Contenant** Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande: 999007

Tube 2.6 ml héparinate de lithium

Tube 2.6 ml sérum sans gel Microtube 0.3 ml EDTA-K

Microtube 0.3 ml Fluorure de Sodium

Tube 8.5 ml pour Urine

**Volume minimum**Tube 2.6 ml héparinate de lithium: 2.6 ml

Tube 2.6 ml sérum sans gel: 2.6 ml Microtube 0.3ml EDTA-K: 0.3 ml

Microtube 0.3ml Fluorure de Sodium: 0.3 ml

Tube 8.5ml pour Urine: 2 ml  $\,$ 

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 15 min

Congelé 12h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**Sang: Centrifuger immédiatement durant 5 mn à température

ambiante à 3600g

Décanter le plasma et congeler Urine: Congeler immédiatement

**Conservation** Conserver le plasma dans le congélateur -80°C

**Conditions d'acheminement**Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

**Acheminement** 



Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

# **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

# Post analytique

**Tarif** 

**Condition(s) spéciale(s)**Tarification selon analyses effectuées

