

Catalogue des analyses - Laboratoire

Moisissures (Champignons filamenteux) - Culture

Frottis d'oeil, oreille

Informations générales

Examen

But de l'analyseRecherche par culture de moisissures (*Aspergillus* ou autres) dans les frottis d'oeil et d'oreille.**Renseignement téléphonique**

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Mycologie - moisissures
- Mycologie

Prescription**Formulaire de demande**

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)**Renseignements à fournir**

Pré analytique

Prélèvement**Nature**

- Frottis œil
- Frottis oreille
- Frottis ORL

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

Contenant(s) autre(s)

ESwab (bouchon orange Copan)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

ESwab (bouchon rose Copan) ou milieu de transport équivalent.

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai < 24 heures.

Acheminement

Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Culture
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours
Tarif	
Tarif (CHF)	77.4
Condition(s) spéciale(s)	Position 3352.00 si positif = 86 CHF - Position 3351.00 si négatif = 55 CHF.