



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Levures (Candida) - Culture

Urines

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

- Recherche spécifique de levures (*Candida* ou autres) dans les échantillons d'urines.
- Les urines natives doivent être acheminées rapidement au laboratoire durant les heures d'ouverture.
- En dehors des heures d'ouverture, elles doivent impérativement être conservées à 4 °C.
- Si volume < 1.5 ml utiliser le tube 8.5 ml dédié (monovette jaune)

---

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

---

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

---

#### Analyse accréditée

OUI

---

#### Spécialité

- Mycologie - levures

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Urine
- Urine milieu du jet
- Urine néphrostomie
- Urine sac (enfant)
- Urine sondage aller retour
- Urine sonde à demeure
- Urine sondée
- Urine stabilisée

#### Instruction(s) particulière(s)

En cas de demande conjointe de bactériologie culture ne pas envoyer d'urine début du jet (pas indiqué pour la culture)

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

UriSponge (bouchon jaune) (urine stabilisée)



N° commande : 935607

#### Contenant(s) autre(s)

Tube 8.5 ml pour urine

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul tube suffit pour bactériologie et levure culture

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Utilisation d'un tube pour urines stabilisées

#### Conservation

T° ambiante

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante, délai < 24 heures

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**Bugnon 46  
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

**Site**

BH18-100

**Adresse**Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**

Microbiologie

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- Culture



## Post analytique

### Conservation après examens

#### Prélèvement primaire

10 jours

#### Tarif

#### Tarif (CHF)

63

---

#### Condition(s) spéciale(s)

- La culture de Levure n'est pas facturée si elle est effectuée conjointement à la Bactériologie culture.
- Le tarif indiqué correspond à la position 3343.00 d'un échantillon positif (Si négatif, c'est la position 3342.00 qui est appliquée)