

Catalogue des analyses - Laboratoire

Détermination du statut mutationnel IGHV avec primers Leaders

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Cette technique de séquençage haut débit (sur Miseq) permet de déterminer 2 facteurs pronostiques chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, avant traitement.
Renseignement téléphonique	021 31 44 209
Rendez-vous téléphonique nécessaire	Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Oncohématologie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire Lien 026 - Hématologie spéciale
Renseignements à fournir	Motivation/renseignements cliniques sont essentiels
Recommandations	Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Moelle osseuse
- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

Matériel standard

Quantité

3

Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans t

Volume minimum

Sang: 20 ml
Moelle: 2 à 3 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie m

Matériel pédiatrique

Quantité

Idem adulte

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Téléphone 021 31 44 209

Site web [Hématologie moléculaire](#)

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Interprétation Polyclonal, monoclonal, monobiclonal, rapport médical

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Amplification par PCR

Technique Amplification puis séquençage par NGS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé ADN: 5 ans

Tarif

Tarif (CHF) 1209.6