Catalogue des analyses - Laboratoire

Détermination du statut mutationnel IGHV avec primers Leaders

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Cette technique de séquençage haut débit (sur Miseq) permet de déterminer 2 facteurs pronostiques chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, avant traitement.
Renseignement téléphonique	021 31 44 209
Rendez-vous téléphonique nécessaire	Il est indispensable de consulter un hématologue pour ce test 079 55 62 117
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Oncohématologie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire Lien 026 - Hématologie spéciale
Renseignements à fournir	Motivation/renseignements cliniques sont essentiels
Recommandations	Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209



Pré analytique

Prélèvement

· Moelle osseuse **Nature**

Sang veineux

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent Instruction(s) particulière(s)

être analysés.

Matériel standard

Contenant

3 **Quantité**

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans 1 Contenant(s) autre(s)

Sang: 20 ml **Volume minimum** Moelle: 2 à 3 ml

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biolo Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Matériel pédiatrique

Idem adulte Quantité

Stabilité maximale avant envoi

24h **Ambiant**

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Envoi express - Température ambiante **Conditions d'acheminement**

Acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant **Conditions d'acheminement**

12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Réception des laboratoires Dépose des prélèvements



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Téléphone	021 31 44 209
Site web	<u>Hématologie moléculaire</u>
Résultats	
Délai de rendu	1-2 semaines
Interprétation	Polyclonal, monoclonal, monobiclonal, rapport médical
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Amplification par PCR
Technique	Amplification puis séquençage par NGS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé ADN: 5 ans

Tarif

Tarif (CHF) 1209.6

