Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01666

V9 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Sérotonine Libre

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube sur la glace
- Ne pas envoyer par poste pneumatique
- Condition particulière de préparation

Informations générales

Examen

Préparation du patient

24h avant le prélèvement, ne pas absorber de noix, banane, chocolat,

prune, avocat, aubergine, tomate,

ananas, kiwi, plantain, caféine (café, thé), nicotine, alcool.

Etre à jeûn.

Renseignement téléphonique

021 31 40 741

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Fréquence et/ou horaire d'exécution

1x/semaine le lundi matin; rendu des résultats le mardi

Synonyme

Serotonin, 5-hydroxytryptamine, 5-HT

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk

BH 18-100, tél 44 280

Lien

<u>019 - Laboratoire catécholamines et peptides</u>



Pré analytique

Prélèvement

Nature

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Prélever le sang sur tube EDTA et acheminer immédiatement le prélèvement au laboratoire des Catécholamines.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 tube de 4.9 ml EDTA-K suffit pour la sérotonine, le 5-HIAA plas mélatonine

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Prélever le sang et centrifuger immédiatement à 2500 g pendant 10 minutes à 4°C. Préparer 2 aliquots de plasma de minimum 500ul et congeler tout de suite (idéalement dans l'azote liquide).
Conditions d'acheminement	Acheminer les échantillons congelés avec de la glace sèche ou un bloc de congélation directement au laboratoire des Catécholamines et Peptides, Laboratoire 6019, Avenue Pierre-Decker 5, 1011 Lausanne.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Par transporteur (THEO) au laboratoire des Catécholamines à l'Hôpital Nestlé, 6ème étage, n°6019, immédiatement après le prélèvement.



Téléphone	021 31 40 741
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Adresse	Avenue Pierre Decker 1011 Lausanne
Site	NES 06-6019
Dépose des prélèvements	Réception du laboratoire des catécholamines et peptides

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire des catécholamines et peptides
Site	NES 06-6019
Adresse	Avenue Pierre Decker 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 741
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine

Méthode analytique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

