Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01668

V8 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

5-HIAA

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube sur la glace
- Ne pas envoyer par poste pneumatique
- Condition particulière de préparation

Informations générales

cv	- m	•	-
гx	аπ	10	

Indication diagnostique	Syndrome carcinoïde	
Préparation du patient	24h avant le prélèvement, ne pas absorber de noix, banane, chocolat, prune, avocat, aubergine, tomate, ananas, kiwi, plantain, caféine (café, thé), nicotine, alcool	
	Etre à jeûn	
Renseignement téléphonique	021 31 40 741	
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire	
Fréquence d'exécution	1x/semaine	
Fréquence et/ou horaire d'exécution 1x/semaine le lundi matin; rendu des résultats le mardi		
Synonyme	5-HIAA, Acide 5-hydroxy-indole acétique, HIAA-5, hydroxyindole acetate-5, 5-hydroxyindole acétate	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 019 - Laboratoire catécholamines et peptides	



Pré analytique

Prélèvement

Nature

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Prélever le sang sur tube EDTA et acheminer immédiatement le prélèvement au laboratoire des Catécholamines.

Matériel standard

Quantité

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K

1



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 tube de 4.9 ml EDTA-K suffit pour la sérotonine, le 5-HIAA plat mélatonine

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Prélever le sang et centrifuger immédiatement à 2500 g pendant 10 minutes à 4°C. Préparer 2 aliquots de plasma de minimum 500ul et congeler tout de suite (idéalement dans l'azote liquide).

Conditions d'acheminement

Acheminer les échantillons congelés avec de la glace sèche ou un bloc de congélation directement au laboratoire des Catécholamines et Peptides, Laboratoire 6019, Avenue Pierre-Decker 5, 1011 Lausanne.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Par transporteur (THEO) au laboratoire des Catécholamines à l'Hôpital Nestlé, 6ème étage, n°6019, immédiatement après le prélèvement.

 Dépose des prélèvements
 Réception du laboratoire des catécholamines et peptides

 Site
 NES 06-6019

 Adresse
 Avenue Pierre Decker 1011 Lausanne



Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 40 741

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire des catécholamines et peptides

NES 06-6019

Adresse Avenue Pierre Decker

1011 Lausanne

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8hoo à 17hoo

Compadi dimensile at iouve fériée : 6erre de

Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 741

Résultats

Délai de rendu

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

• Spectrométrie de masse

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 72.9

