Catalogue des analyses - Laboratoire

# Mycophénolate

Sang

### Information(s) importante(s)

**Attention** 

• Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

### Informations générales

**Examen** 

But de l'analyse	Dosage du taux sanguin (TDM) de <b>mycophénolate</b> (MPA) et de son métabolite <b>mycophénolate-glucuronide</b> (MPAG).  Absence d'intervalle de référence, évaluation seulement de la plausibilité du taux.  Le résultat du taux du <b>mycophénolate acyl-glucuronide</b> (AcMPAG), un autre métabolite important du mycophénolate, sera rendu uniquement si l'échantillon sanguin parvient <2h au laboratoire ou plasma congelé.
Indication diagnostique	Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) du dosage n'est actuellement pas validée.
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Le jeudi, rendu des résultats le vendredi
Analyse accréditée	NON
Analyse sous-traitée	OUI
Spécialité	Dosages de médicaments
Synonyme	Mycophénolate Mofétil, Acide mycophénolique, CellCept, Myfenax, Myfortic
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande



Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_01669

V9 - 07/12/2025

#### Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280

#### Lien

<u>016 - Pharmacologie clinique</u>

### Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament (+début du traitement ou de dernier changement posologique si<30j)



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: au résiduel (avant la dose suivante), au min 6h

post-dos

Délai d'équilibration: 4 jours à posologie constante

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Contenant(s) autre(s)

Sérum sans gel 4.9 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité <sup>1</sup>

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K

AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

Microtainer bouchon mauve - N° commande: 500434

Contenant(s) autre(s) Microtube 0.3 ml sérum sans gel

**Volume minimum** Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 48h

Réfrigéré 48h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le

plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.



Conservation	Plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C <b>ATTENTION:</b> Le résultat du taux du <b>AcMPAG, 2ème mét du mycophénolate,</b> sera rendu uniquement si l'échantil parvient <b>&lt;2h</b> au laboratoire ou <b>plasma congelé</b> (Centrifu 10min, à 4°C).	lon sanguin
Conditions d'acheminement	Congelé Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00. Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma PP:439	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24.	



## **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• HPLC-MS/MS
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	6 jours
Aliquote congelé	2 semaines
Tarif	
Tarif (CHF)	135



**Prestation Tarmed** 

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min