

Catalogue des analyses - Laboratoire

Acide beta-hydroxybutyrique

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Screening urgent de l'acide 3-hydroxybutyrique. A ne pas confondre avec les corps cétoniques quantitatifs ni les demandes d'acide gamma-hydroxybutyrique.

Indication diagnostique

Dans les cas de déficit graves de la beta-oxydation et des diabètes décompensés

Préparation du patient

Paient à jeun (> 4 h après le dernier repas)

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

beta hydroxybutyrate, acide 3-hydroxybutyrique, acide 3-hydroxy butyrique, BHB, 3-hydroxybutyrate, beta-hydroxy butyrate, 3-hydroxy butyrate

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061219

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir

Indication manuscrite à noter sous commentaire : "beta-hydroxybutyrate sur bandelettes"

Recommandations

Merci d'envoyer un bon spécifique pour cette analyse, ne pas ajouter d'autres analyses sur le même bon ou le même prélèvement.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Merci d'envoyer un prélèvement spécifique pour cette analyse, ne pas ajouter d'autres analyses sur le même prélèvement.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette bouchon orange - N° commande : 510221

Volume minimum

0.5 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

L'échantillon doit arriver au laboratoire dans les 30 minutes après le prélèvement

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminer dans les 30 minutes après le prélèvement.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24



Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Analyseur FreeStyle Precision Neo

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 20.7