



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Coronavirus SARS-CoV-2

Sécrétions nasopharyngées



## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Recherche de virus respiratoire Coronavirus SARS-CoV-2 respiratoire
<b>Indication diagnostique</b>	Ce test est d'un usage restreint pour la recherche de SARS-CoV-2. Il est réservé à des patients remplissant des critères cliniques et épidémiologiques associés au CoVID-19.
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 107
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence
<b>Fréquence et/ou horaire d'exécution</b>	7/7 jours Pour les analyses concernant les hospitalisations du service des Urgences 7/7 jours 24/24 heures.
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Diagnostic moléculaire microbiologique</li></ul>
<b>Synonyme</b>	Nouveau coronavirus, CoVID-19, SARS-CoV-2
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 743200 <b>Lien</b> <a href="#">151 - IMU - Examens microbiologiques</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sécrétions nasopharyngées</li></ul>
---------------	---

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	UTM RT (bouchon rouge Copan) avec écouvillon inclus



N° commande : 917995

---

**Contenant(s) autre(s)** Milieu de transport équivalent au UTM RT

**Stabilité maximale avant envoi**

**Réfrigéré** Oui

**Traitemet du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation** Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire

**Conservation** 4°C

**Conditions d'acheminement** T° ambiante dans les 24h suivant la prise

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement** Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.  
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

---

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde



des laboratoires LCC-LCH

**Site web**

Réception des laboratoires

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Service de garde d'urgence 7 jours sur 7  
7h00 à 22h00 : 021 314 41 07

**Site web** Microbio moléculaire

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 119