



Catalogue des analyses - Laboratoire

Coronavirus SARS-CoV-2

Sérodiagnostic IgG

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche d'anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 (anti-Spike et anti-Nucléocapside)

Indication diagnostique

Apporte une aide diagnostic lors des critères cliniques et épidémiologiques (associés) spécifiques au CoviD-19 suivants :

- Deux RT-PCR négatives et clinique suggestive
- Patient-e hospitalisé-e, symptomatique depuis >10 jours
- Doute ou discordance diagnostic
- Possible CoviD-19 de présentation clinique inhabituelle tel que : vasculite cutanée, Guillain-Barré, méningoencéphalite,...
- Patient-e vulnérable à haut risque, par exemple bilan pré-greffe

Renseignement téléphonique

021 31 40805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Sérologie
- Vaccinologie
- Sérologie microbienne

Synonyme

covid-19,covid,spike, nucléocapside

Prescription**Formulaire de demande**

Numéro de commande
999073
Lien
[050 - Immunologie](#)

Recommandations

A prescrire individuellement de toute autre demande

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Matériel néonatalogie

Quantité 4

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger durant 10 minutes à 2000 g, décanter le sérum, volume minimum : 0.6 ml

Conservation 4°C



| | |
|--|---|
| Conditions d'acheminement | T° ambiante |
| Acheminement | |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| Site web | <u>Réception des laboratoires</u> |



Analytique

Prestataire

| | |
|---|--|
| Prestataire | Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| Téléphone | 021 31 40 805 |
| Site web | Immunologie et allergie |

Résultats

| | |
|-----------------------|-----------|
| Délai de rendu | 1 semaine |
|-----------------------|-----------|

Post analytique

Conservation après examens

| | |
|-------------------------|--------|
| Aliquote congelé | 6 mois |
|-------------------------|--------|

Tarif

| | |
|--------------------|------|
| Tarif (CHF) | 22.5 |
|--------------------|------|