Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01686

V14 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Coronavirus SARS-CoV-2

Sérodiagnostic IgG



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche d'anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 (anti-Spike et anti- Nucléocapside)
Indication diagnostique	 Apporte une aide diagnostic lors des critères cliniques et épidémiologiques (associés) spécifiques au CoviD-19 suivants : Deux RT-PCR négatives et clinique suggestive Patient-e hospitalisé-e, symptomatique depuis >10 jours Doute ou discordance diagnostic Possible CoviD-19 de présentation clinique inhabituelle tel que : vasculite cutanée, Guillain-Barré, méningoencéphalite, Patient-e vulnérable à haut risque, par exemple bilan pré-greffe
Renseignement téléphonique	021 31 40805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	NON
Spécialité	SérologieVaccinologieSérologie microbienne
Synonyme	covid-19,covid,spike, nucléocapside
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien <u>050 - Immunologie</u>
Recommandations	A prescrire individuellement de toute autre demande



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Secret Get 673 as a large man for a large man

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Matériel néonatologie

Quantité 4

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

PréparationCentrifuger durant 10 minutes à 2000 g, décanter le sérum, volume minimum : 0.6 ml

IIIIIIIIIIIII . O.O I

Conservation 4°C



Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 22.5

