



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Coronavirus SARS-CoV-2

Sérodiagnostic IgG

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche d'anticorps IgG anti-SARS-CoV-2 (anti-Spike et anti-Nucléocapside)

#### Indication diagnostique

Apporte une aide diagnostic lors des critères cliniques et épidémiologiques (associés) spécifiques au CoviD-19 suivants :

- Deux RT-PCR négatives et clinique suggestive
- Patient-e hospitalisé-e, symptomatique depuis >10 jours
- Doute ou discordance diagnostic
- Possible CoviD-19 de présentation clinique inhabituelle tel que : vasculite cutanée, Guillain-Barré, méningoencéphalite,...
- Patient-e vulnérable à haut risque, par exemple bilan pré-greffe

#### Renseignement téléphonique

021 31 40805

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

NON

#### Spécialité

- Sérologie
- Vaccinologie
- Sérologie microbienne

#### Synonyme

covid-19, covid, spike, nucléocapside

#### Prescription

##### Formulaire de demande

Numéro de commande  
999073  
Lien  
[050 - Immunologie](#)

#### Recommandations

A prescrire individuellement de toute autre demande

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

#### Matériel pédiatrique

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

#### Matériel néonatalogie

##### Quantité

4

##### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger durant 10 minutes à 2000 g, décanter le sérum, volume minimum : 0.6 ml

#### Conservation

4°C



<b>Conditions d'acheminement</b>	T° ambiante
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaires d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaires d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 40 805
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Immunologie et allergie</u></a>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	1 semaine
-----------------------	-----------

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	6 mois
-------------------------	--------

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	22.5
--------------------	------