

Catalogue des analyses - Laboratoire

PIGF

Sang



Informations générales

Examen

Spécification du risque de

prééclampsie lors du dépistage prénatal du premier trimestre.

Par sa prescription de l'analyse, le

prescripteur atteste que la patiente a été informée et a donné son

accord pour

la facturation de l'analyse.

Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante respectant les conditions préanalytiques (prélèvement acheminé immédiatement au laboratoire)
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	facteur de croissance placentaire, facteur pro-angiogénique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>



Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum.
Conservation	Conserver le sérum séparé maximum 24 heures à 4°C. Sinon, congeler le sérum. NB: un seul cycle de congélation/décongélation.
Conditions d'acheminement Acheminement	Envoyer le sérum séparé congelé.
Conditions d'acheminement	Acheminer le tube immédiatement au laboratoire
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 8h
Interprétation	Le calcul de risque de prééclampsie n'est pas réalisé au laboratoire et est de la responsabilité du prescripteur.
Méthode analytique	
Analyseur	cobas 8000 / e801, Roche Diagnostics
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	1 an
Tarif	
Tarif (CHF)	80
	Cette analyse ne fait pas partie de la liste ses analyses (LA) prises en

