Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps associés aux anti-synthétases

Dépistage



Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Pneumopathie interstitielle
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Auto-immunité
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien

050 - Immunologie

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux **Nature**

Matériel standard

Quantité

Tube 7.5 ml sérum gel **Contenant**

1

Monovette bouchon brun - N° commande: 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

Matériel pédiatrique

Tube 1.2 ml sérum **Contenant**

Quantité



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	1-2 semaines
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Immunodot
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	6 mois
Tarif	

360



Tarif (CHF)