



Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps associés aux anti-synthétases

Dépistage


Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Indication diagnostique | Pneumopathie interstitielle |
| Renseignement téléphonique | 021 31 40 805 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/jour |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | <ul style="list-style-type: none"> • Auto-immunité |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | <p>Numéro de commande 999073</p> <p>Lien 050 - Immunologie</p> |

Pré analytique

Prélèvement

| | |
|---|--|
| Nature | <ul style="list-style-type: none"> • Sang veineux |
| Matériel standard | |
| Quantité | 1 |
| Contenant | <p>Tube 7.5 ml sérum gel</p>  <p>Monovette bouchon brun - N° commande : 732677</p> |
| Règle(s) si cumul avec d'autres analyses | Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité |
| Matériel pédiatrique | |
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 1.2 ml sérum |



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,
vol minimum 0.6 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Immunodot

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 360