



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Troponine I hs - Sang

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Indication diagnostique

La troponine I est utilisée exclusivement lorsque la situation clinique ne permet pas d'interpréter la troponine T (myosite, interférences, ...). La troponine T hs reste au CHUV l'examen de choix pour le syndrome coronarien aigu.  
Attention : les valeurs seuils diffèrent entre la troponine T et la troponine I !

#### Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 24 heures.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

L'analyse est réalisée du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. Toute demande réceptionnée après 16h00 sera traitée le jour ouvrable suivant.

#### Analyse accréditée

OUI

#### Prescription

##### Formulaire de demande

**Numéro de commande**

999069

**Lien**

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

#### Renseignements à fournir

La troponine I hs n'étant pas présente sur le formulaire de demande n°10, écrire "Troponine I" en commentaire.

## Pré analytique

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

### Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

**Contenant(s) autre(s)**

Tube serum 1.2 ml.

**Volume minimum**

1ml de sang complet au minimum.

**Stabilité maximale avant envoi**

**Ambiant**

8h

**Réfrigéré**

24h

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439



**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

---

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

---

**Téléphone** 021 31 44 121

---

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

**Analyseur** Architect i1000/2000 (Abbott)

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 20.7