



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie - Hémoculture pédiatrique \geq 18 kg

Bactéries (sauf Mycobactéries) et Levures

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries et levures dans le sang.
- La recherche de bactéries anaérobies n'est possible que dans le flacon Anaérobic, bouchon violet.
- En cas de suspicion de germes à croissance lente ou endocardite, une prolongation d'incubation peut être demandée mais uniquement par téléphone au 021 314 41 07.

Indication diagnostique

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Hémoculture par cathéter: Cocher également la localisation sur le bon.
Date et heure de prélèvement

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang

Instruction(s) particulière(s)

Ne rien coller sur le code-barre du flacon.
Ne pas détacher le code-barre du flacon.

Matériel standard

Contenant

Flacon BD BACTEC PLUS Aerobic/F Medium - bouchon bleu + Flacon
BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Medium - bouchon violet



NULL

Contenant(s) autre(s)	Si pas possible d'ensemencer les 2 flacons, privilégier le flacon Aerobic - bouchon bleu
Volume minimum	8 - 10 ml par flacon
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Acheminement immédiat par poste pneumatique ou par porteur.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Résultats	
Interprétation	Les résultats positifs sont communiqués par téléphone.
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Culture
Post analytique	
Tarif	
Tarif (CHF)	139.5
Condition(s) spéciale(s)	Position 3305.00 si positif = 155 CHF - Position 3304.00 si négatif = 50 CHF. Pas de surfacturation pour le 2ème flacon.