



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Bactériologie - Culture

Frottis de gorge

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Recherche de bactéries aérobies dans le frottis de gorge.

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 107

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Bactériologie

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
743200  
**Lien**  
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Frottis gorge

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

ESwab (bouchon rose Copan) ou milieu de transport équivalent.

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai < 24 heures

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

|   |  |
|---|--|
| <b>Horaires d'ouverture de la réception</b> | Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30<br>Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00          |
| <b>Téléphone</b>                            | 021 31 44 280  |
| <b>Astreinte</b>                            | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| <b>Site web</b>                             | <a href="#">Réception des laboratoires</a>   |

## Analytique

### Prestataire

|  |  |
|--|--|
| <b>Prestataire</b>                         | Laboratoire de microbiologie   |
| <b>Site</b>                                | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>                             | Bugnon 46<br>1011 Lausanne   |
| <b>Tube pneumatique</b>                    | 439  |
| <b>Horaires d'ouverture du laboratoire</b> | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00<br>Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00 |
| <b>Téléphone</b>                           | 021 314 41 07  |
| <b>Astreinte</b>                           | Microbiologie  |
| <b>Résultats</b>                           |  |
| <b>Délai de rendu</b>                      | < 1 semaine  |
| <b>Méthode analytique</b>                  |  |
| <b>Principe de la méthode</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Culture</li></ul>                            |



## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 10 jours.

### Tarif

**Tarif (CHF)** 77.4

---

**Condition(s) spéciale(s)** Position 3301.00 si positif = 86 CHF - Position 3300.00 si négatif = 63 CHF