



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Cryptococcus neoformans antigènes (Test rapide)**

Liquide céphalo-rachidien (LCR)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

- Détection par test immunochromatographique des antigènes capsulaires de Cryptococcus neoformans dans le LCR. En cas de résultat positif, une titration est effectuée.
- Idéalement l'analyse devrait également être effectuée dans le sang ou sérum.

---

#### Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

---

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

---

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

---

#### Analyse accréditée

OUI

---

#### Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

### Prescription

---

#### Formulaire de demande

#### Numéro de commande

743200

#### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

---

#### Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube polystyrène fond conique 15ml stérile



Bouchon bleu - N°commande : 500010

#### Volume minimum

0.5 ml

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si cumul d'analyses du bon IMU - 151, 2 ml de volume total de l'échantillon sont nécessaires.

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439



**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de microbiologie

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Microbiologie

### Résultats

**Délai de rendu** < 24h

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Immunochromatographie



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 1 année

### Tarif

**Tarif (CHF)** 69.3

---

**Condition(s) spéciale(s)** Position 3414.00, détection qualitative (=Tarif indiqué). Si détection positive, quantification effectuée, position 3416.00 (la position 3416.00 annule la position 3414.00)