



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Bactériologie générale culture**

Liquides biologiques et drainages

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans des échantillons de type, liquides et ponctions biologiques.
- Recherche par culture de bactéries aérobies dans des échantillons de type, liquide de drainage

#### Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Liquide
- Liquide cavité normalement stérile
- Liquide ponction
- Liquide drainage

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

**Contenant(s) autre(s)**

Tube polystyrène fond conique 15 ml ou 50 ml stérile (bouchon bleu)

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Nuit

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Conservation**

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de microbiologie

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Microbiologie

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Culture

**Technique** Si présence de l'analyse Enrichissement culture, la durée d'incubation peut aller jusqu'à 20 jours.

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 10 jours

### Tarif

**Condition(s) spéciale(s)** Selon le type d'échantillons les positions positives et négatives sont différentes:

- Liquides/ponctions: Position 3318.00 si positif - Position 3317.00 si négatif
- Liquides dialyse péritonéale: Position 3316.00 si positif - Position 3315.00 si négatif



- Liquides de drainage: Position 3337.00 si positif - Position 3336.00 si négatif
- Sperme: Position 3323.00 si positif - Position 3322.00 si négatif