Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01722

V8 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie générale culture

Liquides biologiques et drainages



Informations générales

Examen	
But de l'analyse	 Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans des échantillons de type, liquides et ponctions biologiques. Recherche par culture de bactéries aérobies dans des échantillons de type, liquide de drainage
Ajout d'analyse	 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	BactériologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

<u> 151 - IMU - Examens microbiologiques</u>

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Liquide

• Liquide cavité normalement stérile

Liquide ponctionLiquide drainage

Matériel standard

Quantité

Contenant Récipient stérile, PS, fond plat

1





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s)	autre(s)
--------------	----------

Tube polystyrène fond conique 15 ml ou 50 ml stérile (bouchon bleu)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00




Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Technique	Si présence de l'analyse Enrichissement culture, la durée d'incubation peut aller jusqu'à 20 jours.
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours
Tarif	
Condition(s) spéciale(s)	Selon le type d'échantillons les positions positives et négatives sont différentes:



3315.00 si négatif

• Liquides/ponctions: Position 3318.00 si positif - Position 3317.00

• Liquides dialyse péritonéale: Position 3316.00 si positif - Position



Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01722

V8 - 22/10/2025

- Liquides de drainage: Position 3337.00 si positif Position 3336.00 si négatif
- Sperme: Position 3323.00 si positif Position 3322.00 si négatif

