



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie - Culture

Sécrétions nasopharyngées



Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche de bactéries aérobies dans les échantillons de sécrétions nasopharyngées.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sécrétions nasopharyngées

Matériel standard**Quantité**

1

ContenantTube à aspiration
NULL**Contenant(s) autre(s)**

ESwab (bouchon rose Copan)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi**Réfrigéré**

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Préparation**

ESwab (bouchon rose ou orange Copan) ou milieu de transport équivalent.

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai < 24 heures

Acheminement**Conditions d'acheminement**

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30



Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Résultats

Délai de rendu

< 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours.

Tarif

Tarif (CHF) 77.4

Condition(s) spéciale(s) Position 3301.00 si positif = 86 CHF - Position 3300.00 si négatif = 63 CHF