Catalogue des analyses - Laboratoire

Campylobacter, Salmonella, Shigella - Culture

Biopsies anus, colon, rectum



Informations générales

cv	-	m	ρ	n
	d	m		

Examen	
But de l'analyse	 Recherche par culture des pathogènes Campylobacter, Salmonella, Shigella Si autre type de culture souhaité, prendre contact avec le laboratoire.
Ajout d'analyse	 Ajout dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	BactériologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	 Bon 151 recto - Tissus - Cocher biopsie et indiquer la localisation dans le champ en bas de page Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Culture (Recherche de Salmonella, Shigella et Campylobacter)

Pré analytique

Prélèvement

Nature	 Biopsie anale
Nature	 Biopsie colique

Matériel standard

Quantité

Contenant	Récipient stérile, PS, fond plat





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Nuit Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conservation

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280



Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH	
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>	
Analytique		
Prestataire		
Prestataire	Laboratoire de microbiologie	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00	
Téléphone	021 314 41 07	
Astreinte	Microbiologie	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• Culture	
Post analytique		
Conservation après examens		
Prélèvement primaire	10 jours.	
Tarif		
Tarif (CHF)	139.5	
Condition(s) spéciale(s)	Position 3327.00 si positif = 155 CHF - Position 3326.00 si négatif = 78 CHF.	

