Catalogue des analyses - Laboratoire

Cryptococcus culture

Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Informations générales

illioilliations generale	•
Examen	
But de l'analyse	Recherche de Cryptococcus par culture spécifique dans le LCR. Analyse complémentaire à la détection des antigènes
Ajout d'analyse	 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures. Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	MycologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.
Pré analytique	
Prélèvement	
Nature	• Liquide céphalo-rachidien (LCR)
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube polystyrène fond conique 15ml stérile





	Bouchon bleu - N°commande : 500010
Volume minimum	2 ml
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Si cumul d'analyses du bon IMU - 151, 2 ml de volume total de l'échantillon sont nécessaires.
Stabilité maximale avant envoi	
Réfrigéré	Nuit
Traitement du prélèvement pour r	equérants externes
Conservation	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	 Température ambiante Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée) Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est

donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Technique	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	1 année
Tarif	
Tarif (CHF)	77.4



Condition(s) spéciale(s)

Position 3412.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3411.00 si négatif