Catalogue des analyses - Laboratoire

# Mycoplasmes urogénitaux culture

Urines



## Informations générales

#### Examen

But de l'analyse	<ul> <li>Recherche par culture des mycoplasmes urogénitaux, soit Metamycoplasma hominis (ancien Mycoplasma hominis) et Ureaplasma spp.</li> <li>Ne comprend pas la recherche de Mycoplasma genitallium (Uniquement par PCR)</li> </ul>
Ajout d'analyse	<ul> <li>L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.</li> <li>Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.</li> </ul>
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul><li>Bactériologie</li><li>Microbiologique</li></ul>
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

• Urine milieu du jet
• Urine néphrostomie

• Urine sondage aller retour

• Urine sondée

**Matériel standard** 

**Quantité** 

**Contenant** Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 2 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des

analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Conservation** 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

**Acheminement** 

Conditions d'acheminement

• Température ambiante

• Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.

• Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est

donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Réception des laboratoires

## **Analytique**

#### **Prestataire**

Site web

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

#### Méthode analytique

Principe de la méthode • Culture

## Post analytique

#### Conservation après examens

Prélèvement primaire	10 Jours
Tarif	

### Tarif (CHF)

if (CUE) 37.8

