



Catalogue des analyses - Laboratoire

Mycoplasmes urogénitaux culture

Sécrétions nasopharyngées chez le nouveau-né

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture des Mycoplasmes urogénitaux, soit *Metamycoplasma hominis* et *Ureaplasma spp.*
- Ne comprend pas la recherche de *Mycoplasma genitalium* (Uniquement par PCR)

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sécrétions nasopharyngées

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube à aspiration
NULL

Volume minimum

2 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

analyses**Stabilité maximale avant analyse****Réfrigéré**

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Conservation**

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement**Conditions d'acheminement**

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤ 24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode • Culture

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours.

Tarif

Tarif (CHF) 37.8