Catalogue des analyses - Laboratoire $\begin{array}{c} DLA_INV_01_01785 \\ V4-07/12/2025 \end{array}$

Catalogue des analyses - Laboratoire

Burkholderia cepacia culture

Echantillons respiratoires



Informations générales

Examen

But de	l'analyse	
Dutuc	ı ununyac	

- Recherche par culture de Burkholderia cepacia dans les échantillons respiratoires.
- Pour les expectorations des patients mucoviscidose, la recherche fait partie de la culture de base (la notion de mucoviscidose doit être cochée bon 151 recto)

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

<u> 151 - IMU - Examens microbiologiques</u>

Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso. Utiliser le champ en bas de page

"Autre analyse" et spécifier la recherche

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Aspiration bronchique
- Expectoration
- Lavage broncho-alvéolaire (LBA)
- Sécrétions endo-trachéales

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)	Tube à aspiration
Volume minimum	2 ml
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151
Stabilité maximale avant envoi	
Réfrigéré	Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

C	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conservation

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
	Lundi-vondrodi : 6h20-18h20



Lundi-vendredi : 6h30-18h30

Samedi: 6h30-15h30



	Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours.
Tarif	
Tarif (CHF)	63
Condition(s) spéciale(s)	Position 3343.00 si positif (=Tarif indiqué) - Position 3342.00 si négatif

