Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_01829

V3 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Cryptococcus culture**

Abcès



# Informations générales

### Examen

But de l'analyse	Recherche de Cryptococcus par culture spécifique dans les échantillons d'abcès.
Ajout d'analyse	<ul> <li>L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.</li> <li>Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.</li> </ul>
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul><li> Mycologie</li><li> Microbiologique</li></ul>
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.



### Pré analytique

### **Prélèvement**

 Abcès **Nature** 

• Abcès / kyste, cérébral

• Abcès / kyste, pulmonaire

### **Matériel standard**

1 **Quantité** 

#### ESwab (bouchon rose Copan) **Contenant**



N° commande: 935524

### Règle(s) si cumul avec d'autres

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des

analyses du bon IMU - 151.

### Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Conservation** 

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

### **Acheminement**

#### **Conditions d'acheminement**

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Technique	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours



## Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours.

**Tarif** 

**Tarif (CHF)** 77.4

**Condition(s) spéciale(s)**Position 3412.00 si positif (= Tarif indiqué) – Position 3411.00 si négatif

