Catalogue des analyses - Laboratoire $\begin{array}{c} DLA_INV_01_01830 \\ V2-07/12/2025 \end{array}$

Catalogue des analyses - Laboratoire

Mycoplasmes urogénitaux culture

Frottis sphère urogénitale



Informations générales

Examen

But de l'analyse	 Recherche par culture des Mycoplasmes urogénitaux, soit Metamycoplasma hominis et Ureaplasma spp. Ne comprend pas la recherche de Mycoplasma genitallium (Uniquement par PCR)
Ajout d'analyse	 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	BactériologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Compléter le bon recto et verso.



Pré analytique

Prélèvement

• Frottis urogénital

Matériel standard

Quantité

Contenant ESwab (bouchon rose Copan)

N° commande: 935524

Contenant(s) autre(s) ESwab (bouchon orange Copan)

Règle(s) si cumul avec d'autres1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des

analyses du bon IMU - 151

Réfrigéré Nuit

Stabilité maximale avant envoi

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement • Température ambiante

• Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.

 Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoiresSiteBH18-100AdresseBugnon 46
1011 LausannePneumatique439



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode • Culture

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	10 jours.

Tarif

Tarif (CHF) 37.8

