

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Bactériologie - Culture

Liquide articulaire ou synovial

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans le liquide articulaire, synovial ou de bursite (natifs).
- Possibilité d'ensemencer les flacons BACTEC (A envoyer en même temps que le liquide natif sur la même demande).

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Bactériologie

#### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Liquide articulaire
- Liquide bursite
- Liquide synovial

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

### Contenant(s) autre(s)

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Utilisation d'un récipient stérile.

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai < 24 heures.

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de microbiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbiologie

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Culture

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 10 jours.

### Tarif

**Tarif (CHF)** 139.5

**Condition(s) spéciale(s)** Position 3318.00 si positif = 155 CHF - Position 3317.00 si négatif = 60 CHF.