

Catalogue des analyses - Laboratoire

Cryptococcus culture

Moelle osseuse

Informations générales

Examen

But de l'analyse Recherche de Cryptococcus par culture spécifique dans la moelle osseuse.

Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures.
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Mycologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
743200

Lien
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir Compléter le bon recto et verso.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Moelle osseuse

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Si autres analyses culture demandées elles peuvent être effectuées avec
Si PCR demandées, cf. fiches correspondantes (Sang EDTA).

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> Culture
Technique	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	10 jours
Tarif	
Tarif (CHF)	77.4
Condition(s) spéciale(s)	Position 3412.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3411.00 si négatif