Catalogue des analyses - Laboratoire

Cryptococcus culture

Moelle osseuse

Informations générales

C	_	-	_
г×.	an	16	п

But de l'analyse	Recherche de Cryptococcus par culture spécifique dans la moelle osseuse.	
Ajout d'analyse	 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 72 heures. Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve. 	
Renseignement téléphonique	021 31 44 107	
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire	
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	 Mycologie Microbiologique	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques	
Formulaire de demande Renseignements à fournir	743200 Lien	
	743200 Lien <u>151 - IMU - Examens microbiologiques</u>	
Renseignements à fournir	743200 Lien <u>151 - IMU - Examens microbiologiques</u>	
Renseignements à fournir Pré analytique	743200 Lien <u>151 - IMU - Examens microbiologiques</u>	
Renseignements à fournir Pré analytique Prélèvement	743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques Compléter le bon recto et verso.	
Renseignements à fournir Pré analytique Prélèvement Nature	743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques Compléter le bon recto et verso.	





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si autres analyses culture demandées elles peuvent être effectuée Si PCR demandées, cf. fiches correspondantes (Sang EDTA).

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 72 heures (48 heures si bactériologie culture également demandée)
- Au-delà de 72 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	
Téléphone	021 31 44 280	
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH	
Site web	Réception des laboratoires	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00	
Téléphone	021 314 41 07	
Astreinte	Microbiologie	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• Culture	
rinicipe de la methode		
Technique	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours	
·	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours	
Technique	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours	
Technique Post analytique	La durée d'incubation est de 7 à 9 jours 10 jours	
Technique Post analytique Conservation après examens		



Condition(s) spéciale(s)

négatif

Position 3412.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3411.00 si