



Catalogue des analyses - Laboratoire

Liquide pleural - Pédiatrie uniquement

Empyème

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Pédiatrie – contexte d'empyème :

- Impératif: Utiliser la prescription connectée. Les analyses suivantes sont effectuées : Gram, culture aérobie/anaérobie, Strepto test, PCR Staphylococcus aureus et Streptococcus pneumoniae.
- En cas d'utilisation du bon 151, les analyses doivent être cochées et/ou inscrites manuellement.

Ajout d'analyse

- Les analyses culture et antigènes peuvent être ajoutées dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et les résultats sont donnés sous réserve.
- Les analyses PCR peuvent être ajoutées dans un délai de 7 jours. Au-delà de 7 jours, la sensibilité est diminuée et les résultats sont donnés sous réserve.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 – IMU – Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide pleural

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)	Tube polystyrène fond conique 15 ml ou 50 ml stérile (bouchon bleu)
Volume minimum	2 ml
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151
Stabilité maximale avant analyse	
Réfrigéré	Nuit
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Conservation	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	<ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante • Le délai recommandé est de ≤ 24 heures. • Accepté jusqu'à 48 heures pour les cultures et jusqu'à 7 jours pour les PCR. • Au-delà de ces délais, la sensibilité est diminuée et les résultats sont donnés sous réserve.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439

Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Coloration
- Détermination d'antigènes
- Culture
- Amplification par PCR

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours.

Tarif

Condition(s) spéciale(s)

- Culture : Position 3318.00 si positif - Position 3317.00 si négatif
- Détection d'antigène: Position 3469.00



- PCR: Positions 3338.00 et 3349.00